

Оглавление

1. Быстрый старт.....	2
2. Добавление врачей в мониторинг	2
3. Печать отчетов.....	2
4. Отправка выгрузки в медицинский округ или МИАЦ	2
5. Контакты разработчиков в Иваново	2
6. Восстановление программы при сбое.....	3

1. Быстрый старт

- a. Пароль для входа в МБиР 123888
- b. Для ввода данных по беременным женщинам выберите: входные данные – регистрация беременных – клавиша Ins;
- c. После ввода беременных нужно распечатать план ведения беременных: выходные данные – план ведения беременных по риску. Удобнее распечатывать по заданной дате, так как по умолчанию высвечивается текущая дата компьютера (не путать с датой взятия на учет беременной – дата приема к врачу при первоначальном взятии на учет). План ведения беременной вы можете распечатывать в удобное для вас время, например, на следующий день, предварительно изменив заданную дату.
- d. Справочники «Диагнозы матери», «Здоровье ребенка», «Вид ВПР на УЗИ» дополняются в процессе работы со списком беременных, при регистрации родов (клавиша F6), если нет такого диагноза в справочниках.
- e. Справочник «Вид ВПР на УЗИ» дополняется, если нет такой патологии в справочнике, используется редко.
- f. **В остальные справочники изменения вносит МИАЦ.**

2. Добавление врачей в мониторинг

- a. Необходимо послать письмо на help@miac.dzo-kostroma.ru с указанием фамилии, имени, отчества и специальности врача;
- b. В ответ вам придет база DOC.DBF которую необходимо заменить в папке c:\monit\
- c. Зайти в программу, сервис => индексация

3. Печать отчетов

- a. Для печати необходимо зайти в выходные данные, выбрать параметры (дату, учреждение) и сделать **вывод на экран**;
- b. Запуститьсья окно печати, нажать кнопку печати (принтер с белой бумажкой)

4. Отправка выгрузки в медицинский округ или МИАЦ

- a. В программе зайдите в меню «Сервис» и нажмите «Копирование»;
- b. Выберите вся область;
- c. Зайдите в папку «VIXOD», находящуюся на диске «c:\monit» и отправьте файл «DBF.ARJ»;

5. Контакты разработчиков в Иваново


- a. По вопросам, возникшим при работе с программой (например, не хватает каких-либо диагнозов, вышли изменения в законодательстве и т.д.) обращайтесь в Ивановский Научно-Исследовательский Институт материнства и детства им. В. Н. Городкова. Адрес: 153045 г. Иваново, ул. Победы, д. 20; Начальник отдела


6. Восстановление программы при сбое

- a. В программе зайдите в меню “Сервис” и нажмите “Копирование”;
- b. Выйдите из программы мониторинга беременных;
- c. Зайдите в папку “VIXOD”, находящуюся на диске “с:\monit” и скопируйте файл “DBF.ARJ” в любую папку, например, на рабочий стол;
Внизу экрана, слева от часов есть значок принтера, если его нет нажмите на стрелочку, и он должен появиться;



- d. Щелкнуть по значку принтера правой клавишей и нажать выход;




- e. Запустите установщик `setup_monit_3.0_02.10.2013.exe` или более позднюю версию;
- f. Следуя инструкциям установите программу (нажимайте далее...);
- g. Перезагрузитесь (если установка впервые на компьютер);
- h. Перейдите в папку “C:\monit\VXOD” и скопируйте туда файл  с рабочего стола (или если положили в другое место оттуда) “DBF.ARJ”;
- i. Зайдите в программу мониторинга в меню “Сервис” и нажмите “Восстановить”;

7. Настройка программы печати отчетов (если наблюдаются проблемы)


- a. Убедиться, что значок принтера присутствует, если его нет, возможно он скрыт, нажмите стрелочку влево (на рисунке она рядом с переключателем клавиатуры).
- b. Если значка принтера все равно нет, необходимо установить программу для печати отчетов.




- c. Щелкнуть по значку принтера откроется окно. Перейдите на настройки, щелкнув на иконку настроек, установить флажки, если они не установлены: запускать при старте Windows, выполнять свернутой в трей, предварительный просмотр, минимизация вместо закрытия



- d. Перейдите на вкладку мониторинг В разделе мониторинг папок установить флажок: Следить за файлами из списка. В списке должно быть значение: c:\monit*.prn. Если значения нет нажмите добавить, выберите любой файл, открыть, а затем измените значение с помощью кнопки изменить.



е. Перейдите на вкладку печать и выберите в разделе печать: В RTF-файл.



ф. Закройте окно